

Löwenstein Medical Speciaal ontkalkingsconcentraat



Professionele ontkalker met amidosulfonzuur

- Tot 3x efficiënter
- Tot 6x sterker
- Tot 8x sneller

... dan conventionele producten op basis van citroenzuur

Inhoud:
500 ml

Ingrediënten volgens EG-verordening 648/2004

Detergenten:
<5% fosfonaten

Toepassing:

Verdun concentraat 1:5 tot 1:10 met water, afhankelijk van de mate van kalkaanslag. Ontkalk volgens de aanbevelingen van de fabrikant. Spoel vervolgens af met helder water.

Opmerkingen:

Neem de ontkalkingsinstructies van de fabrikant van het apparaat in acht. Niet in contact brengen met zuurgevoelige oppervlakken (bijv. email, aluminium, marmer). Dit product moet altijd vóór gebruik op verdraagzaamheid worden getest op een niet zichtbare plaats. Bij onjuist gebruik vervalt elke aansprakelijkheid voor eventuele schade. Beschermen tegen vorst.

Gevarenaanduidingen:

H315 Veroorzaakt huidirritatie, H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie.

P102 Buiten bereik van kinderen bewaren.

P280 Draag beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming.

P302+P352 BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water wassen.

P332+P313 Bij huidirritatie: Medische hulp inroepen.

P305+P351+P338 BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende enkele minuten. Contactlenzen verwijderen indien mogelijk. Blijven spoelen.

P337+P313 Bij blijvende oogirritatie: medische hulp inroepen.

Fabrikant: HOTREGA GmbH, Lorenz-Weber-Straße 2, 36364 Bad Salzschlirf,
info@hotrega.de